



安全上のご注意

人への危害、安全上の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

危険 「取り扱いを誤った場合、死亡または重症を負う可能性があります」です。

警告 「取り扱いを誤った場合、死亡または重症を負う可能性があります」です。

注意 「取り扱いを誤った場合、軽症を負うことや物的損害が発生する可能性があります」です。

お守りいただく内容を下記の絵表示で説明しています。

❌ してはいけない内容です。

⚠️ 実行しなければならない内容です。

危険

❌ 下記のような医用電気機器や家庭用電気治療器の近くでは絶対に使用しないでください。
※ペースメーカー等の体内植込型医療機器
※人工心臓等の生命維持用医用電気機器
※心電計や点滴器等の装着型の医用電気機器
医用電気機器や家庭用電気治療器の誤作動をまねくおそれがあります。

⚠️ 本機は充電式電池を内蔵しています。火中投入、加熱、高温での充電・使用・放置をしないでください。発熱、発火、破裂の原因になります。

警告

❌ 分解・改造をしない。
感電・故障・火災・けがの原因になります。

❌ 歯ブラシ本体を充電する時は、専用の充電スタンド以外では行わないでください。

警告

❌ 製品が破損した場合（ブラシヘッド、歯ブラシ本体または充電スタンド）は直ちに使用を中止してください。

❌ 充電ケーブルを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。また、充電器を熱したものの上に置いたり、屋外で使用しないでください。充電スタンドが破損し、火災・ショート・感電の原因になります。

❌ 充電スタンドのUSBポートの蓋が開いた状態で水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の原因になります。

❌ 使用して気分が悪くなった場合は使用を中止してください。事故や体調不良の原因になります。

❌ 本製品は歯、歯ぐきの洗浄のために設計されています。本取扱説明書に記載されている以外の目的では使用しないでください。本製品を適切に使用できない場合は、すみやかにご使用を中止してください。また、痛みや不快感が生じた場合はすみやかに歯科医師にご相談ください。

❌ 自分で意思表示ができない人（幼児を含む）に使用させないでください。またお体の不自由な人だけでは使用しないでください。口腔の感覚が弱い方なども使用しないでください。事故やケガの原因になります。

警告

⚠️ 電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。火災や感電の原因になります。

⚠️ 異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま、使用すると火災・感電・けがに至るおそれがあります。

注意

❌ 歯ブラシ本体を充電する場合は、磁性金属の上で充電しないでください。充電効率が下がります。

❌ 充電スタンドの中にコインやクリップなど、金属製の物を入れないでください。熱くなり、やけどの原因になります。

❌ 歯や歯ぐきにブラシヘッドを強くあてたり、一ヶ所に長くあてすぎたりしないでください。歯や歯ぐきを傷つけることがあります。歯周病がひどい人などは歯科医師にご相談ください。

❌ ブラシヘッドのプラスチック部分を歯にあてないでください。歯や歯ぐきを傷つける原因になります。

❌ 治療中の歯や不安定な入れ歯など口腔内になる症状がある場合は、その部位での使用はしないでください。けがの原因になります。

❌ 本製品は、食器洗浄機で洗浄・乾燥しないでください。

製品構成

歯ブラシ本体
ブラシヘッド
充電スタンド

内容物
歯ブラシ本体×1
ブラシヘッド×1
充電スタンド×1
USB type-c 充電ケーブル×1
取扱説明書（保証書）×1

各部の名称

USBポート
充電スタンド
充電表示LED
クリーンモードLED
ソフトモードLED
スイッチボタン
歯ブラシ本体
ブラシヘッド

組み立て方

ブラシヘッドを歯ブラシ本体に取り付けます。
※ブラシヘッドの毛先が歯ブラシ本体の正面を向くように、ブラシヘッドの向きをそろえ、ブラシヘッドが止まるまでしっかり差し込んで取り付けてください。

操作方法

初回起動
初回起動時はトラベルモードになっています。スイッチボタンを約5秒間長押しし、ロックを解除してください。全てのLEDが3回点滅するとトラベルモードが解除されます。

電源オン
スイッチボタンを押すと電源オンになります。起動後、5秒以内にスイッチボタンを押すことで、モード切り替えができます。（該当モードのLEDが点灯）
次回起動時には前回終了したブラッシングモードで起動します。

電源オフ
・2分間のブラッシング後、自動で電源オフになります。
・モード選択してから5秒経過後、スイッチボタンを押すと電源オフになります。

使用方法

1. ブラシヘッドを本体に取り付けます。
2. ブラシヘッドを数秒間、水でゆすいで濡らします。お好みにより歯磨き粉を付けます。
3. ブラシヘッドを歯と歯ぐきのさかい目に角度（45度）つけて隙間が空かないように当ててからスイッチボタンを押します。
4. 動きに任せて歯にブラシの毛先があたるようにゆっくりと動かしてください。
5. 歯の裏側をブラッシングする時は、本体を立てるようにしてブラシをたてにあて、垂直方向に何度かブラッシングします。
6. ブラッシング後は、水で口をゆすいでください。

本体の充電

起動後、充電表示LEDが点滅すると、本体のバッテリー残量が低下している事を表します。歯ブラシ本体と充電スタンドが乾燥している状態で本体をスタンドに差し込みます。充電スタンドに付属のUSBケーブルを繋ぎ、本体を充電してください。充電中は充電表示LEDがゆっくり点滅し、満充電になると点灯します。

便利な機能

ソフトモード
ソフトモードとは、音波振動式電動歯ブラシに慣れていたくまでの間、通常より弱いパワーでお使い頂き、振動に慣れていただく機能です。電源オンになると、ソフトモードで起動し、該当LEDが点灯します。振動に慣れてきたらクリーンモードでご使用ください。

タイマー機能
タイマー機能とは、2分間のブラッシング時間を経過すると自動的に停止する機能です。ブラッシングを停止したい場合は、スイッチボタンを押してください。また、ブラッシング中30秒ごとに、0.5秒間一時停止しブラッシングの区切りをお知らせします。口腔内を上裏側、上裏側、下裏側、下裏側の4カ所に分け、それぞれを一定の間隔（30秒）でブラッシングする事ができます。

トラベルモード
トラベルモードとは、持ち運びいただく際に誤作動防止の為、操作をロックする機能です。電源オンの状態でスイッチボタンを約5秒間長押しすると全てのLEDが3回点滅し、トラベルモードになります。トラベルモードの状態ですwitchボタンを約5秒間長押しすると全てのLEDが3回点滅し、ロックが解除されます。

製品仕様

製品型番	P60
本体サイズ	218.5×19×23mm
充電スタンドサイズ	37.5×33.8×35.2mm
重量	約85g
防水等級	本体 IPX7/スタンド IPX5
ソフトモード振動	17500回/分
クリーンモード振動	19000回/分
充電時間	約3時間
使用時間	約30日（1日2回、1回2分の場合）
USB入力	DC5V/1A
バッテリー容量	3.7V 350mAh
バッテリー種類	li-ion

ブラシヘッド

柄の材質	ABS樹脂
毛の材質	ナイロン
毛の硬さ	ふつう
耐熱温度	80℃

使用上の注意

1. ブラシを引っ張らないでください。引っ張ると、変形しやすくなります。
2. 歯ブラシ本体を長時間水につけないでください。
3. 洗浄には40℃以上の水や酸性洗浄液を使用しないでください。

使用上のヒント

1. 使用後は、ブラシヘッドを洗って空気乾燥させます。
2. 柔らかい布を使用して、充電スタンドの汚れを拭き取ります。
3. 充電する前は、乾いた布で本体と充電スタンドを拭いてください。
4. 3ヶ月ごとにブラシヘッドを交換することを勧めます。
5. 初めて使用する場合、本機を完全に充電してからご使用ください。
6. 6ヶ月以上使用していない場合は、使用前に満充電してからご使用ください。
7. 充電表示LEDは充電中に点滅し、満充電になると点灯します。初めて使用する場合や、半年以上使用していなかった場合、6～10分間経過すると充電表示LEDが点灯し充電が開始されます。

よくある質問

Q. 充電スタンドには3つの電極ピンがあり、本体には2つしかないのはなぜですか？
A. 本体を充電する際に、充電スタンドにどちらの方向で差し込んでも充電可能にするためです。

Q. 起動できない場合はどうすればよいですか？
A. バッテリーの充電が充分か確認します。残量が不足している場合は、充電する必要があります。充電されているのに電源が入らない場合は、トラベルモードになっている可能性があります。ロックを解除するには、トラベルモードを参照してください。

廃棄する場合（リサイクルのお願い）

本製品には、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。本製品にはリチウムイオン電池が使用されているため、一般のごみとして廃棄することはできません。ご使用済の電池につきましては、最寄りのリサイクル協力店へお持ち込みください。リサイクル協力店がわからない場合は、一般社団法人JBRCのホームページを参照ください。協力店検索が可能です。
ホームページ <https://www.jbrc.com>

保証書

保証期間
保証期間はお買い上げ日より一年間です。

保証内容
保証期間内に正常な使用状態で故障が生じた場合は、無償修理となりますので、保証書やご購入が確認できる証明書（レシートなど）を本製品に添えて、お買い上げの販売店までご連絡ください。

商品名	infly-P60
シリアルNo	
ご購入日	年 月 日
お名前	
ご住所 〒	
お客様	様 電話番号
販売店名・住所	
販売店	電話番号

以下の場合保証期間内でも原則有償とさせていただきます。
1. お客様ご自身による改造や修理による生じた故障や損傷の場合。
2. 水の侵入、落下などお取扱上の不注意による生じた故障や損傷の場合。
3. 天災地災、公害などの外約要因による生じた故障や損傷の場合。
4. 保証書（お客様の所有により不具合と判断）によるもの
5. 対象商品を直接送付する場合の送料等は、お客様のご負担となります。

お客様にご記入いただきました個人情報（保証書控）は、無償修理対応、その後の改善活動等に利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

製造元：Dongguan Infly Life Technology Co., Ltd.
販売元：MIRISE株式会社

製造元：Dongguan Infly Life Technology Co., Ltd.
住 所：Room 202 Block 1 No.36 Caixin Road Daojiao Town Dongguan Guangdong China

輸入元：MIRISE株式会社
住 所：〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目73-1-2 第2志村ビル

U R L：https://mirise-inc.jp/
問 合 せ：info@mirise-inc.jp（24時間対応）